

Petflaschenschieben

ORGANISATION: Startlinie fixieren

MATERIAL: 1 leere 1.5-Liter Petflasche

BEWERTUNG: Distanz in *Zentimetern* von Startlinie bis zum nächsten Punkt der verschobenen Flasche.

ABLAUF:

Eine leere Petflasche wird mit dem Fuss während 30 Sekunden so weit wie möglich vorwärts geschoben. Fällt die Flasche um, muss erneut hinter der Startlinie begonnen werden.

3 Versuche, der beste zählt.

